

## DATENBLATT

<b>Name:</b>	<b>AMPHOTERICIN B</b>		
Produkt:	AMPHOTERICIN B	Artikel-Nr.:	20103
Formulierung:	Gelbes Pulver	CAS-Nr.:	1397-89-3
Molekulargewicht:	924,10	Formel:	C <sub>47</sub> H <sub>73</sub> NO <sub>17</sub>
Lagerung:	Gefroren und trocken aufbewahren. Vor dem Öffnen auf Raumtemperatur erwärmen.		

- Entspricht USP-Standard

Parameter	Spezifikation
Amphotericin A	≤ 15 %
Bestimmung	entspricht
Trocknungsverlust	≤ 5,0 %
Wirkstoffgehalt (wasserfrei)	≥ 750 µg/mg
Wirkstoffgehalt (Istzustand)	Im Analysenzertifikat aufgeführt (µg/mg)
Glührückstand	≤ 0,5 %