

DATENBLATT

Name:	AMPICILLIN, Na		
Produkt:	AMPICILLIN, Natriumsalz	Artikel-Nr.:	20108
Formulierung:	kristallines Pulver, weiß bis cremefarbig	CAS-Nr.:	69-52-3
Molekulargewicht:	371,4	Formel:	C ₁₆ H ₁₈ N ₃ O ₄ SNa
Lagerung:	2 bis 8°C, trocken lagern. Vor dem Öffnen auf Raumtemperatur erwärmen.		

- Entspricht USP-Standard

Parameter	Spezifikation
Kristallinität	entspricht
Dimethylanilin	entspricht
Bestimmung	entspricht
Methylenchlorid	≤ 0,2 %
pH (1%, Wasser) @ 25°C	8,0 - 10,0
Wirkstoffgehalt (wasserfrei)	845 µg/mg - 988 µg/mg
Wirkstoffgehalt (Istzustand)	Im Analysenzertifikat aufgeführt (µg/mg)
Wasser (KF)	≤ 2,0 %