

## DATENBLATT

<b>Name:</b>	<b>CHLORAMPHENICOL</b>		
Produkt:	Chloramphenicol	Artikel-Nr.:	20112
Formulierung:	Pulver, weiß bis cremefarben	CAS-Nr.:	56-75-7
Molekulargewicht:	323,1	Formel:	C <sub>11</sub> H <sub>12</sub> Cl <sub>2</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
Lagerung:	Bei Raumtemperatur lagern Vor Feuchtigkeit schützen		

- Entspricht USP-Standard

Parameter	Spezifikation
Chromatographische Reinheit	entspricht
Kristallinität	entspricht
Bestimmung	entspricht
Schmelzbereich	149°C - 153°C
pH (2.5%, Wasser) @ 25°C	4,5 - 7,5
Reinheit	97,0% - 103,0%
Spezifische Rotation	+17,0° - +20,0°