

DATENBLATT

| | | | |
|-------------------|---|--------------|---|
| Name: | CARBENICILLIN, Na₂ | | |
| Produkt: | CARBENICILLIN | Artikel-Nr.: | 20211 |
| Formulierung: | Pulver, weiß bis cremefarben | CAS-Nr. | 4800-94-6 |
| Molekulargewicht: | 422,4 | Formel: | C ₁₇ H ₁₆ N ₂ O ₆ Na ₂ |
| Lagerung: | 2 bis 8°C, trocken lagern. Vor dem Öffnen auf Raumtemperatur erwärmen. | | |

– Entspricht USP-Standard

| Parameter | Spezifikation |
|------------------------------|---------------|
| Wirkstoffgehalt (wasserfrei) | ≥ 770 µg/mg |
| pH (1%, Wasser) @ 25°C | 6.5 - 8.0 |
| Bestimmung (Natrium) | entspricht |
| Wassergehalt (KF) | ≤ 6.0 % |