

## DATENBLATT

<b>Name:</b>	<b>CAPS</b>		
Produkt:	3-(Cyclohexylamino)-1-propansulfonsäure	Artikel-Nr.:	30101
Formulierung:	kristallines Pulver, weiß	CAS-Nr.:	1135-40-6
Molekulargewicht:	221,32	Formel:	C <sub>9</sub> H <sub>19</sub> NO <sub>3</sub> S
Lagerung:	Raumtemperatur Vor Feuchtigkeit schützen		

Parameter	Spezifikation
Gehalt (Titration)	≥ 99,0%
Wassergehalt	≤ 0,5%
Infrarot	Complies
pH 1% Wasserlösung	4,8 - 6,0 (25°C)
Glührückstand	≤ 0,1%
A <sub>280</sub> , 0,1M Wasser	≤ 0,020
A <sub>260</sub> , 0,1M Wasser	≤ 0,038
Schwermetalle (Pb)	≤ 3 ppm