

## DATENBLATT

<b>Name</b>	<b>HEPES, Na</b>		
Produkt	N-2-Hydroxyethylpiperazin- N'-2-ethansulfonsäure Natriumsalz	Artikel-Nr.	30104
Formulierung	Pulver, weiß	CAS-Nr.	75277-39-3
Molekulargewicht	260,3	Formel	C <sub>8</sub> H <sub>17</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> SNa
Lagerung	Raumtemperatur 15-30°C Vor Feuchtigkeit schützen		

Parameter	Spezifikation
Gehalt (Trockenbasis)	≥ 99,0%
Wassergehalt	≤ 3%
IR	zutreffend
pH 1% Di H <sub>2</sub> O	9,5 - 10,5 (25°C)
Löslichkeit 0,1M Wasser	klare, farblose Lösung
A280, 0,1M Wasser	≤ 0,02
A260, 0,1M Wasser	≤ 0,04