

## DATENBLATT

<b>Name:</b>	<b>BSA pH 5.2</b>		
Produkt:	Albumin, Rind pH 5.2	Artikel-Nr.	50103
Formulierung:	gefriergetrocknetes Pulver, cremefarben bis beige	CAS-Nr.	9048-46-8
Lagerung:	2 bis 8°C, trocken lagern. Vor dem Öffnen auf Raumtemperatur erwärmen.		

Parameter	Spezifikation
Reinheit (Elektrophorese)	≥ 96.0 %
Löslichkeit (2%, Wasser)	entspricht
Schwermetalle	≤ 0.005 %
Verlust durch Trocknen	≤ 2.0 %
pH (2%, Wasser) @ 25°C	4.9 - 5.3