

## DATENBLATT

<b>Name:</b>	<b>BSA Fraktion V</b>		
Produkt:	Albumin, Rinderserum Fraktion V	Artikel-Nr.	50104
Formulierung:	gefriergetrocknetes Pulver, cremefarben bis beige	CAS-No.	9048-46-8
Lagerung:	2 bis 8°C, trocken lagern. Vor dem Öffnen auf Raumtemperatur erwärmen.		

Parameter	Spezifikation
DNase	KEINE
RNase	KEINE
Protease	KEINE
Schwermetalle (wie Pb)	≤ 0,001 %
Eisen	≤ 0,0005 %
Verlust durch Trocknen	≤ 5,0 %
pH (5%, Wasser) @ 25°C	6,5 - 7,5
Reinheit	≥ 98,0 %