

## Datenblatt

<b>Name:</b>	<b>Collagen R 0.2 %</b>		
Produkt:	Collagen R 0.2 %, Typ I, steril aus Rattenschwanzsehne	Artikel-Nr.:	50301
Formulierung:	0,2%ige Kollagenlösung in 0,1 % Essigsäurelösung		
Mindesthaltbarkeit:	3 Jahre	Lagerung:	+2°C bis +10°C, NICHT GEFRIEREN

Parameter	Spezifikation
Aussehen	Klare bis leicht trübe Lösung, viskos
Kollagengehalt (photometrisch)	1,8 - 2,2 mg/mL
pH-Wert	3,2 - 3,8
Mikrobiologie: Sterilitätstest nach Ph.Eur., Kapitel 2.6.1	Kein Wachstum
Fibrillogenese bei pH 7,5; +30°C	Positiv
Gelbildung bei pH 7,5; +37°C	Positiv

- NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Nicht für tierische oder humane Anwendung bzw. Diagnostik verwenden