

## DATENBLATT

<b>Name</b>	<b>CHAPS – Ultra Pure</b>		
Produkt	3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulphonat	Artikel-Nr.	60101
Formulierung	Pulver, weiß bis cremefarben	CAS-Nr.	75621-03-3
Molekulargewicht	614,9	Formel	C32H58N2O7S
Lagerung	Bei Raumtemperatur lagern Vor Feuchtigkeit schützen		

Parameter	Spezifikation
Gehalt (per HPLC)	≥ 99,0%
Löslichkeit (10%ige Lösung in H <sub>2</sub> O)	klare, farblose Lösung
Wasser	< 4,0%
Leitfähigkeit (0.1M in H <sub>2</sub> O)	Im Analysenzertifikat aufgeführt (µs/cm)
Stickstoff	Im Analysenzertifikat aufgeführt (%)
IR	Entspricht