

DATENBLATT

Name:	DIGITONIN		
Produkt:	Digitonin	Artikel-Nr.:	60104
Formulierung:	Kristallines Pulver, weiß	CAS-Nr.:	11024-24-1
Molekulargewicht:	1229.34	Formel:	C ₅₆ H ₉₂ O ₂₉
Lagerung:	Bei Raumtemperatur lagern Vor Feuchtigkeit schützen		

Parameter	Spezifikation
Löslichkeit	2,5 % in warmen Ethanol. Fast unlöslich in Wasser; unlöslich in Chloroform und Ether
Lösung	Klar, farblos
Wassergehalt (KF)	≤ 6,0 %
Spezifische Drehung (c=10 in AcOH 75%)	[α] _D – 48,0° ±1°C
Glührückstand	≤ 0,3 %