

DATENBLATT

Name	CHAPS		
Produkt	3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulphonat	Artikel-Nr.	60201
Formulierung	Pulver, weiß bis cremefarben	CAS-Nr.	75621-03-3
Molekulargewicht	614,9	Formel	C32H58N2O7S
Lagerung	Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor Feuchtigkeit schützen.		

Parameter	Spezifikation
Gehalt (per HPLC)	> 98,0%
Löslichkeit (10%ige Lösung in H ₂ O)	klare, farblose Lösung
Schwermetalle	< 5 ppm
Wasser	< 4,0%
TLC	ein Punkt
UV 340nm	< 0,2 abs Einheit
UV 400nm	< 0,1 abs Einheit
IR	entspricht