

## DATENBLATT

<b>Name:</b>	<b>L- GLUTAMIN</b>		
Produkt:	L- Glutamin	Artikel-Nr.:	70108
Formulierung:	Kristallines Pulver, weiß	CAS-Nr.:	56-85-9
Molekulargewicht:	146,14	Formel:	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
Lagerung:	Raumtemperatur 15-30°C Vor Feuchtigkeit schützen		

- Entspricht FCC-IV-Standard

Parameter	Spezifikation
Gehalt	98,5 – 101,5 %
Spezifische Drehung $[\alpha]_D^{20}$	+6,3° bis +7,3°
Schwermetalle (Pb)	≤ 10 ppm
Trocknungsverlust	≤ 0,30 %
Glührückstand	≤ 0,10 %