

DATENBLATT

Name:	L-HISTIDIN		
Produkt:	L-Histidin Base	Artikel-Nr.:	70110
Formulierung:	Kristallines Pulver, weiß	CAS-Nr.:	71-00-1
Molekulargewicht:	155,15	Formel:	C ₆ H ₉ N ₃ O ₂
Lagerung:	Raumtemperatur 15-30°C Vor Feuchtigkeit schützen		

- Entspricht AJI92-Standard

Parameter	Spezifikation
Gehalt	98,0 – 101,0 %
Spezifische Drehung	+12.0 - +12.8°
Chlor (Cl)	≤ 0,02 %
Sulfat	≤ 0,02 %
Ammonium	≤ 0,02 %
Eisen (Fe)	≤ 10 ppm
Arsen	≤ 1 ppm
Schwermetalle (Pb)	≤ 10 ppm
Trocknungsverlust	≤ 0,20 %
Glührückstand	≤ 0,10 %