

## DATENBLATT

<b>Name:</b>	<b>PROGESTERON</b>		
Produkt:	Progesteron	Artikel-Nr.:	90133
Formulierung:	Pulver, beige	CAS-Nr.:	57-83-0
Molekulargewicht:	314.5	Formel:	C <sub>21</sub> H <sub>30</sub> O <sub>2</sub>
Lagerung:	Raumtemperatur 15-30°C Vor Feuchtigkeit schützen		

- Entspricht BP2000-Standard

Parameter	Spezifikation
Gehalt	97 – 103 %
Spezifische Rotation	186 - 194° (Ethanol)
Schmelzpunkt	128 - 132°C
Andere artverwandte Steroide	< 1 %
Trocknungsverlust	< 0.5 %